

Rufanlagenformular

Dieser Fragebogen dient zur Ermittlung der korrekten Anschlusskonfiguration für Anbindung von Zusatz-Komponenten an die Rufanlage

Pflegeheim Klinik / Krankenhaus Betreutes Wohnen
 Einrichtung Name
 E- Mail Telefonnr.
 Haustechnik (Name + Telefonnr.)
 Hersteller der Rufanlage Typ
 Wird beim Abzug des Birntasters aus der Steckvorrichtung ein Alarm ausgelöst?

Gewünschtes Funkmodul: ELDAT- Funk Heiland- Funk

Betriebsspannung der Rufanlage 24V DC Gleichspannung Öffner (Ruhekontakt)
 12V AC Wechselfspannung Auslösung Schließer (Arbeitskontakt)

Steckverbindung:

<input type="checkbox"/> DIN 4p 		<input type="checkbox"/> DIN 7p 	<input type="checkbox"/> Winkel Magnet 
<input type="checkbox"/> DIN 5p (1) 		<input type="checkbox"/> DIN 6p 	<input type="checkbox"/> Schrack 
<input type="checkbox"/> DIN 5p (2) 		<input type="checkbox"/> SUB-D 15p 	<input type="checkbox"/> Klinke 
<input type="checkbox"/> MiniDIN 6p 		<input type="checkbox"/> MiniDIN 8p 	<input type="checkbox"/> Interface 3pol Magnet 
<input type="checkbox"/> ZETTLER 6p 	<input type="checkbox"/> ZETTLER 28p 		
<input type="checkbox"/> RJ45/8p 	<input type="checkbox"/> RJ10/4p 		

! Bitte beachten Sie:

Haben Sie nur einen Steckplatz in den Zimmern – kann der Birntaster/ Rufaster nur mit einem zusätzlichen Y-Adapter verwendet werden.

Wird zusätzliche ein Y-Adapter benötigt: ja _____ nein _____

Alternativ empfehlen wir einen Armbandsender oder Halsbandsender zu verwenden.